

Pick out

1 FEBBRAIO 2019 – 31 MAGGIO 2019



LM-instruments



propper



De Marco

Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT



Miele



BRANSON



Werther



trident



progetti
Medical Equipment Solutions

Visitate il nostro sito!
www.demarco.biz



* Tutte le offerte pubblicate potrebbero essere soggette a variazione senza preavviso.

Tutti i prezzi riportati sono da considerarsi al netto d'IVA



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

DISTRIBUZIONE
APPARECCHIATURE E PRODOTTI
PER IL SETTORE
DENTALE E MEDICALE

De Marco s.r.l.
20133 Milano
Via Tajani, 9
Tel. +39 02719065
+39 0270100417
Fax. +39 02733109

demarco@demarco.biz - www.demarco.biz


Allianz

Le apparecchiature De Marco sono assicurate con polizza Responsabilità Civile Prodotti della Allianz.

De Marco products are insured against civil liability with the Allianz RAS Insurance Co.

OFFERTA 884/1


Kit controlli per autoclavi classe B



Vapor Line (cod 7111) Integratore chimico per il controllo dell'avvenuta sterilizzazione nelle autoclavi ad acqua.

Confezione 250 pezzi

€ 150



HelixTestSystem (cod7153)
Test di penetrazione del vapore per il controllo del funzionamento delle autoclavi a vapore con vuoto frazionato. Dispositivo con 100 indicatori

€ 104



Targa per sala d'aspetto
(cod.7108) e
Supporto Inox (cod.6992)

€ 41

Vapor Line + Helix Test System + Targa

~~295 €~~ - **210 €**




Interster Bowie & Dick Autoclave Test Pack (cod 7176)

Test di penetrazione del vapore. Verifica il livello di vuoto, la qualità del vapore nella camera di sterilizzazione. Confezione 10 pacchi prova.

€ 49

Per cicli di classe B e S (carichi porosi)

Offerta 836/3
~~49 €~~ - **38,50 €**



HelixTestSystem (cod7153)
Test di penetrazione del vapore per il controllo del funzionamento delle autoclavi a vapore con vuoto frazionato. Dispositivo con 100 indicatori

€ 104

Per cicli di classe B

Offerta 836/2
~~104 €~~ - **69,80 €**

OFFERTA 848



Per cicli di classe B

HelixTestSMU-LC (cod7171)

Test di penetrazione del vapore per il controllo del funzionamento delle autoclavi a vapore con vuoto frazionato. Confezione 10 pezzi. Particolarmente indicati per i set per chirurgia

~~47 €~~ - **39 €**

OFFERTA 867/3



BROWNE 3100 (cod.7167)

Integratore chimico a barra migrante per il controllo immediato dell'avvenuta sterilizzazione nelle autoclavi a vapore d'acqua. Conforme alla Norma UNI EN ISO 11140-1- (Classe 5).

Scadenza media: 4 anni dalla data di produzione

Confezione: 250 indicatori

€ 97



Per cicli di classe B

HelixTestSMU-LC (cod7171)

Test di penetrazione del vapore per il controllo del funzionamento delle autoclavi a vapore con vuoto frazionato. Confezione 10 pezzi. Particolarmente indicati per i set per chirurgia

€ 47

OFFERTA 860



Mark3 (cod7189)

Etichettatrice manuale per etichette con doppio supporto adesivo e indicatore di processo. Utilizza inchiostro atossico e resistente al vapore. Fornita con rotolo da 600 etichette.

~~184 €~~ - **152 €**

Ricambi (cod7191) 3 rotoli da 600 etichette

€ 32

~~144 €~~ - **115 €**

De Marco



Incubatore Elettronico TB
(cod 9610) per indicatori biologici e per preriscaldamento fiale di anestetico, di siringhe di composti e di soluzioni di ipoclorito. Completo di indicatore di black-out; avviso sonoro di fine ciclo; display digitale.

€ 285

GKE Indicatori biologici (cod 7543)
Confezione 10 fiale

€ 43

Incubatore TB + confezione indicatori biologici

Offerta 869
~~328 €~~ - **267 €**

De Marco



Incubatore Elettronico TB Comp
(cod 9599) come il precedente ma predisposto per preriscaldamento di 4 siringhe o capsule di composito. Completo di sostegno inox. (cod.9654)

€ 331

GKE Indicatori biologici (cod 7543)
Confezione 10 fiale

€ 43

Incubatore TB Comp + confezione indicatori biologici

Offerta 869/1
~~374 €~~ - **307 €**

OFFERTA 814/4



STF Load Check Holder Browne
(cod.7105)
Supporto per test STF AB 212

~~98 €~~ - **84 €**

OFFERTA 814/5



STF AB 2312 Browne (cod.7107)
Test per il controllo dell'efficacia pulente nei termodisinfettori. Conforme alla norma EN ISO 15883-5. Confezione 25 pezzi. Scadenza 4 mesi

~~55 €~~ - **47 €**



Termosaldatrice Hawo hd 260MS8 (cod 135)
Per buste e rotoli in carta e polipropilene per sterilizzazione a vapore. Per rotoli in poliammide per sterilizzazione a secco. Dotata di avvisatore acustico e luminoso per fasi saldatura. Nella fase di stand-by Hawo non assorbe corrente.

Offerta 845/1
~~760 €~~ - **630 €**



Seal Check Dent Hawo (cod 7152)
Test per il controllo della perfetta tenuta della busta dopo la sigillatura. Confezione 12 pezzi. Scadenza 5 anni.

Offerta 814/1
~~17 €~~ - **15 €**

trident



GARANZIA 18 MESI

Autoclave per cicli classe B/S/N

Autoclave SOLE BA (cod.7810)
17 litri.

Dimensioni esterne 46 x 57 x h45 cm

Dimensioni camera Ø 25 x 35 cm

Chiusura sportello motorizzata - 12 Programmi

La porta USB consente di scaricare i dati dei cicli su PC e di gestire i report dei cicli, per un'assistenza precisa e rapida.

Serbatoio ispezionabile per una facile pulizia.

Offerta 837
~~3.950 €~~ - **2.860 €**

Autoclave SOLE BA (cod.7811)
Come la precedente ma con pompa carico acqua.

GARANZIA 18 MESI

Offerta 850/1
~~4.240 €~~ - **3.100 €**

OFFERTA 838



Vasca di lavaggio a ultrasuoni BRANSON 2800 M (cod 14204) completa di coperchio. Capacità 2,8 litri. Temporizzatore/interruttore di lavoro. Dimensioni interne: 24 x 14 x 10 cm

€ 867

GARANZIA 24 MESI

BRANSON

- 1 supporto inox per bicchiere, su cestello (cod 2102) € 11,50
- 1 cestello in rete inox – 20,7 x 10,9 x h 8,6 cm (cod 3030) € 102,00
- 2 bicchieri da 600 cc. con guarnizione e coperchio (cod 3020) € 32,00
- 2 flaconi da 1 litro di **General Purpose Cleaner** (cod 1064) per la preparazione di 100 litri di soluzione detergente € 36,00

~~1.048,50 €~~ - **857 €**

OFFERTA 805



Vasca a ultrasuoni BRANSON 2800 MH (cod 14205) completa di coperchio. Capacità 2,8 litri. Temporizzatore, riscaldamento termostattizzato a 60 °C, e protezione contro il surriscaldamento dovuto all'assenza di liquido. Dimensioni interne: 24 x 14 x 10 cm

€ 1030

GARANZIA 24 MESI

BRANSON

- 1 supporto inox per bicchiere, su cestello (cod 2102) € 11,50
- 1 cestello in rete inox – 20,7 x 10,9 x h 8,6 cm (cod 3030) € 102,00
- 2 bicchieri da 600 cc. con guarnizione e coperchio (cod 3020) € 32,00
- 2 flaconi da 1 litro di **General Purpose Cleaner** (cod 1064) per la preparazione di 100 litri di soluzione detergente € 36,00

~~1.211,50 €~~ - **980 €**

OFFERTA 827



GARANZIA 24 MESI

Vasca a ultrasuoni BRANSON 3800 MH (cod 14209) Completa di coperchio. Capacità 5,7 litri. Timer e riscaldamento regolabile 20 ÷ 69 °C, con protezione contro il surriscaldamento dovuto all'assenza di liquido. Controllo di potenza. Degassazione. Programmazione lavoro. Rubinetto di scarico. Dimensioni interne: 29,5 x 15 x p 15 cm. Inseribile nei piani di lavoro.

€ 1.390

BRANSON

- 1 cestello in rete inox – 26 x 12 x h 14 cm (cod 3035) € 134,00
- 1 coperchio portabicchieri per 2 bicchieri da 600 cc (cod 2025) € 52,50
- 2 bicchieri da 600 cc con guarnizione e coperchio (cod 3020) € 32,00
- 1 flacone di **Gigasept Instru AF** (cod 137) per la preparazione di 132 litri di soluzione detergente e disinfettante € 48,00

~~1.656,50 €~~ - **1.350 €**

OFFERTA 829



GARANZIA 24 MESI

Vasca a ultrasuoni BRANSON 5800 CPXH Digitale (cod 14215) Completa di coperchio. Capacità 9,5 litri. Timer e riscaldamento regolabile 20 ÷ 69 °C, con protezione contro il surriscaldamento dovuto all'assenza di liquido. Controllo di potenza. Degassazione. Programmazione lavoro. Rubinetto di scarico. Dimensioni interne: 29,5 x 24 x p 15 cm. Inseribile nei piani di lavoro.

€ 1.935

BRANSON

- 1 coperchio portabicchieri per 4 bicchieri da 600 cc (cod 2027) € 62,00
- 4 bicchieri da 600 cc con guarnizione e coperchio (cod 3020) € 64,00
- 1 cestello in rete 27 x 21 x h14 cm (cod 3029) € 202,00
- 1 flacone di **Gigasept Instru AF** (cod 137) per la preparazione di 132 litri di soluzione detergente e disinfettante € 48,00

~~2.311,00 €~~ - **1.880 €**

OFFERTA 882/1

BANDELIN



Vasca Sonorex Digitec DT 514 H (cod.271)

Capacità 13,5 litri. Dimensioni interne 325 x 300 x p.150 cm.
Temperatura regolabile 20 ÷ 80 °C con display LED che visualizza le variazioni di 5 °C in 5 °C. Timer regolabile fra 1" e infinito.
Funzione di degassaggio.
SweepTec, oscillazione della frequenza in funzione della massa di strumenti da pulire.

"IDEALE PER CASSETTE 1/1 DIN"

Dimensioni esterne: 355 x 325 x p.305 cm.

€ 2.497

- | | |
|--|----------|
| 1 cestello forato K 14 (cod.272) | € 249,00 |
| 1 coperchio in acciaio inox D 514 (cod.252) | € 85,00 |
| 1 supporto per cassette K Ah 14.1 (cod.2682) | € 219,00 |
| 1 coperchio portabicchieri DE 514 per 4 bicchieri (221) | € 82,00 |
| 4 bicchieri in borosilicato con guarnizioni e coperchio (cod 3020) | € 59,20 |

~~3.191,20 €~~ - **2.737 €**

OFFERTA 825/5



Decontaminatore ARIA nello Studio Odontoiatrico

Spectral UVC (cod.1400) con contaore di funzionamento

2 lampade UV-C da 15W

Portata 100 m³/h

Debatterizzazione 99% -

Consumo 70 W

Montaggio a parete

Rumorosità 29 dBA

Dimensioni cm 100x H18, prof 6

Colore RAL 9010

Controllo accensione lampada con vetro blu anti UV-C

Vetro blu anti UV-C

Peso 5kg

~~995 €~~ - **820 €**

OFFERTA 825/1



Depuratore d'aria

IQAIR HEALTH PRO 250 (cod.3220)

Purificatore d'aria con elevate prestazioni sulla riduzione di allergeni, patogeni, gas e odori presenti negli studi.

Dimensioni 41 x 38 x h.70 cm

Peso 16 kg.

Colore grigio chiaro/bianco

Portata massima 380 m³/h.

Adatto per ambienti fino a 75 mq.

Equipaggiamento in dotazione: monitoraggio della durata dei filtri, timer, 6 livelli di ventilazione.

~~1.660 €~~ - **1.477 €**

OFFERTA 825/4



Micronebulizzatore De Marco

(cod 3247)

eroga un prodotto a base di perossido di idrogeno e sali d'argento per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature negli studi. Colore RAL 9010

Volume trattabile da 10 a 500 m³
Pannello di controllo



Completo di 1 flacone di disinfettante. (cod 3248) e di targa per sala d'aspetto.

Cavo con interfaccia per scaricare dati su PC (cod.3249)

A RICHIESTA

Miele**Termodisinfettore Miele G 7831** (cod 14408)

Apparecchiatura adatta per il trattamento completo di strumentario medico nel campo odontoiatrico.

Programmatore MULTITRONIC NOVO

4 programmi base:

Termodisinfezione Special 93 °C 10'

Vario TD - Universale - Risciacquo - Scarico -

A programma libero - Interfaccia seriale

Dimensioni: 450 x 600 x h 850

Alimentazione 230 V 50 HZ

Garanzia 2 anni

**PACCHETTO 1
PULIZIA E DISINFEZIONE
STRUMENTI CHIRURGICI****G 7831 Base** (detergente in polvere) (cod 14408) € **4.530,00**1 Cesto superiore O 800/1 (cod 14482) € **284,00**1 Cesto inferiore U 800 (cod 14471) € **204,00**1 Accessorio filtro E 473/2 per minuteria (cod 14470) € **102,00**1 Bacinella in rete E142 mm 480 x 255 x h 45/55 (cod 14474) € **148,00**1 Cestello E 802/1 per posizionamento
strumenti in verticale 163 x 295 x h 113 (cod 14481) € **398,00**€ **5.666,00**

1 Pacchetto detergenza composto da:

Detergente PRO CARE 11 A - Polvere 1 kg (cod 14456) € **18,00**Liquido neutralizzante PRO CARE 30 C - Conf 1 l (cod 14453) € **20,00**Liquido addit. per risciacquo PRO CARE 40 - Conf 1 l (cod 14454) € **26,00**Sale per depuratore PRO CARE UNIV.61 - Conf 6 kg (cod 14455) € **11,00****IN SCONTO MERCE 5.666€**

O 800/1

G 7831 Base Pacchetto 1CESTO SUPERIORE O 800/1
cod.14482

O 800

CESTO INFERIORE U 800
cod.14471

E 802-1

CESTELLO E 802-1
posiz strumenti verticale
cod.14481

E 473-2

ACCESSORIO-FILTRO E 473-2
per minuteria
cod.14470

E 142

BACINELLA IN RETE E 142
cod.14474**Miele****Termodisinfettore Miele G7831** (cod14408)

Apparecchiatura adatta per il trattamento completo di strumentario medico nel campo odontoiatrico.

Programmatore MULTITRONIC NOVO

4 programmi base:

Termodisinfezione Special 93 °C 10'

Vario TD - Universale - Risciacquo -

Scarico - A programma libero - Interfaccia seriale

Dimensioni: 450 x 600 x h 850

Alimentazione 230 V 50 HZ

Garanzia 2 anni

**PACCHETTO 2
PULIZIA E DISINFEZIONE
STRUMENTI, MANIPOLI E TURBINE****G 7831 Iniezione** (detergente liquido) (cod 14408)
per pulizia e disinfezione turbine e manipoli € **4.530,00**1 Carrello superiore a iniezione O 801/2 (cod 14462) € **807,00**1 Dosatore prodotti liquidi DOS K 60/1 (cod 14463) € **647,00**3 Adattatori ADS 1/2/3 (cod 14465/67/68) € **150,00**3 Sedi Trattamento Strumenti rotanti-Tipo AUF 2(cod 14464) € **534,00**1 Confezione 20 piastre filtro Ø 30 mm POROS FP (cod 14469) € **153,00**1 Cestello inferiore vuoto U 800 (cod 14471) € **204,00**1 Bacinella in rete E142 mm 480 x 255 x h 45/55 (cod 14474) € **148,00**1 Inserto filtro per minuteria E 473/2 (cod 14470) € **102,00**1 Cestello E 802/1 per posizionamento strumenti in verticale
163 x 295 x h 113 (cod 14481) € **398,00**€ **7.673,00**

1 Pacchetto detergenza iniezione composto da:

Liquido detergente PRO CARE 10 MA - Tanica 5 l (cod 14452) € **59,00**Liquido neutralizzante PRO CARE 30 C - Conf 1 l (cod 14453) € **20,00**Liquido addit. per risciacquo PRO CARE 40 - Conf 1 l (cod 14454) € **26,00**Sale per depuratore PRO CARE UNIV.61 - Conf 6 kg (cod 14455) € **11,00****IN SCONTO MERCE 7.673€**

O 801/2

G 7831 Iniezione Pacchetto 2CESTO SUPERIORE A INIEZIONE
O 801/2 - cod.14462

K 60/1

MODULO DOSAGGIO DOS K 60/1
cod.14463

U 800

CESTELLO INFERIORE VUOTO U 800
cod.14471

E 142

BACINELLA IN RETE E 142
cod.14474

E 473-2

ACCESSORIO FILTRO E 473-2
per minuteria
cod.14470

ADS 1/2/3

ADATTATORI ADS 1/2/3
cod.14465-67-68

AUF 2

3 SEDI TRATTAMENTO STRUMENTI
ROTANTI AUF 2
cod.14464

FP

PIASTRE FILTRO FP
cod.14469

E 802/1

CESTELLO E 802-1
posiz strumenti verticale
cod.14481

Miele

Termodisinfettore Miele PG8581 PD (cod14508)
 Apparecchiatura adatta per il trattamento completo di
 strumentario medico nel campo odontoiatrico.
 Programmatore TOUCHCONTROL
 5 programmi base:
 Vario TD Dental - Vario TD Intenso
 Speciale 93 °C 10' - Risciacquo - Scarico
 - 2 posti programma liberi
 Interfaccia seriale
 Dimensioni: 600 x 600 x h 835
 Alimentazione Trifase 400 V
 Garanzia 2 anni

**PACCHETTO 3
 PULIZIA E DISINFEZIONE
 STRUMENTI CHIRURGICI**

PG 8581 PD (detergente in polvere) (cod 14508) € **5.130,00**

1 Cesto superiore A 102 (cod 14519) € **334,00**
 1 Cesto inferiore A 151 (cod 14511) € **257,00**
 2 Bacinelle E 142 mm 480 x 255 x h 45/55 (cod 14474) € **296,00**
 1 Inserto filtro per minuteria E 473/2 (cod 14470) € **102,00**
 1 Cestello E 802/1 per posizionamento strumenti
 in verticale 163 x 295 x h 113 (cod 14481) € **398,00**

€ **6.517,00**

1 Pacchetto detergenza composto da:
 Detergente PRO CARE 11 A - Polvere 1 kg (cod 14456) € **18,00**
 Liquido neutralizzante PRO CARE 30 C - Conf 1 l (cod 14453) € **20,00**
 Liquido addit. per risciacquo PRO CARE 40 - Conf 1 l (cod 14454) € **26,00**
 Sale per depuratore PRO CARE UNIV.61 - Conf 6 kg (cod 14455) € **11,00**

IN SCONTO MERCE 6.517€



E 802-1


PG 8581 PD Pacchetto 3

CESTELLO E 802-1
 posiz strumenti verticale
 cod.14481



A 151

CESTO INFERIORE A 151
 cod.14511



A 102

CESTO SUPERIORE A 102
 cod.14519



E 473-2

ACCESSORIO-FILTRO E 473-2
 per minuteria
 cod.14470



E 142

BACINELLA IN RETE E 142
 cod.14474

Miele

Termodisinfettore Miele PG 8581 LD (cod 14506)
 Apparecchiatura adatta per il trattamento completo
 di strumentario medico nel campo odontoiatrico.
 Programmatore TouchControl
 5 programmi base:
 Vario TD Dental - Vario TD Intenso - Speciale 93 °C 10' -
 Risciacquo - Scarico - 2 posti programma liberi
 Interfaccia seriale
 Dimensioni: 600 x 600 x h 835
 Alimentazione Trifase 400 V
 Garanzia 2 anni

**PACCHETTO 4
 PULIZIA E DISINFEZIONE
 STRUMENTI, MANIPOLI E TURBINE**

PG 8581 LD Iniezione (detergente liquido) (cod 14506) € **4.980,00**

1 Cesto superiore a iniezione A 105 (cod 14510) € **802,00**
 1 Cesto inferiore A 151 (cod 14511) € **257,00**
 2 Bacinelle E 142 mm 480 x 255 x h 45 (cod 14474) € **296,00**
 1 Inserto filtro per minuteria E 473/2 (cod 14470) € **102,00**
 2 Tubo filtro A 800 (cod 14516) € **612,00**
 1 Spazzola A 804 per pulizia filtro (cod 14517) € **25,00**
 3 Adattatori A 803 porta manipoli (cod 14518) € **384,00**
 1 Cestello E 802/1 per posizionamento strumenti in verticale
 163 x 295 x h 113 (cod 14481) € **398,00**

€ **7.856,00**

1 Pacchetto detergenza iniezione composto da:
 Liquido detergente PRO CARE 10 MA - Tanica 5 l (cod 14452) € **59,00**
 Liquido neutralizzante PRO CARE 30 C - Conf 1 l (cod 14453) € **20,00**
 Liquido addit. per risciacquo PRO CARE 40 - Conf 1 l (cod 14454) € **26,00**
 Sale per depuratore PRO CARE UNIV.61 - Conf 6 kg (cod 14455) € **11,00**

IN SCONTO MERCE 7.856€



A 105

PG 8581 LD Iniezione Pacchetto 4

CESTELLO SUPERIORE A INIEZIONE
 A105 cod.14510



A 151

CESTO INFERIORE A 151
 cod.14511



A 814

SPAZZOLA A 814
 per pulizia tubo ltro
 cod.14517



A 803

ADATTATORI A 803
 porta manipoli
 cod.14518



E 142

BACINELLA in rete E 142
 cod.14474



E 473-2

ACCESSORIO-FILTRO E 473-2
 per minuteria
 cod.14470



A 800

TUBO FILTRO A 800
 cod.14516



E 802-1

CESTELLO E 802-1
 posiz strumenti verticale
 cod.14481



Elene E De Marco (cod 3760) - *Apparecchio di illuminazione per gli ambienti clinici degli ospedali e delle unità sanitarie.* Plafoniera a luce bidirezionale 4 tubi da 54 W. Temperatura di colore 6.500 K. Indice di resa cromatica 98%. Alimentazione elettronica.
Dimensioni: 48 x 122 x 4,6 cm - Peso 14 kg

Elene DE De Marco (cod 3762) - *Versione con dispositivo d'emergenza che garantisce illuminazione con un tubo in caso di black-out.*

Offerta 812/1

~~745 €~~
597 €

Elene E (cod 3760)

Offerta 812/2

~~867 €~~
695 €

Elene DE (cod 3762)

(Montaggio escluso)



Lucie 4 De Marco (cod 3562) - *Apparecchio di illuminazione per gli ambienti clinici degli ospedali e delle unità sanitarie - Plafoniera a sospensione con illuminazione bidirezionale, alimentazione elettronica, 4 tubi da 58 W - 5400 K.*
Dimensioni: 155 x 60 x 13,5 cm

* Disponibile anche nella versione **Lucie 4 DE De Marco** (cod 3563) con dispositivo d'emergenza che garantisce illuminazione con un tubo in caso di BlackOut.

Offerta 896/1

~~1.185 €~~
976 €

Lucie 4 (cod 3562)

Offerta 896/2

~~1.345 €~~
1.104 €

Lucie 4DE (cod 3563)

(Montaggio escluso)

OFFERTA 812



Waldmann Lavigo Dental (cod 6433)
Plafoniera a LED. Luce bidirezionale, 136 W - 6.000 K
IR 80-89
1400 lux a 1 metro. Nessun rischio fotobiologico
Dimmerabile con comando sincronizzato della luce diretta e indiretta oppure separato diretta/indiretta
Dimensioni: 124,5 x 20 x h 3,5 cm
Colore bianco
Peso Kg 6,7

~~1.325 €~~ - **1.135 €**

(Montaggio escluso)

OFFERTA 817



ALD 1300/850/D Waldmann (cod.6415)
Lampada da banco a LED - 2300 Lux a 50 cm. -
Dimmerabile - Assorbimento 16 W - Temperatura di colore
5000 K - Diffusore 36 x 8 x 2,25 cm - Perno Ø 16 -
Lunghezza Bracci: 400 + 420
Completa di morsetto di fissaggio universale apertura 65 mm.

~~397 €~~ - **355 €**

(Montaggio escluso)

OFFERTA 817/3

Eventuale **BASE UNIVERSALE** (cod. 725) 60x60 in ABS colore nero

~~22,50 €~~ - **19 €**

OFFERTA 821/1

LED



Derungs/Waldmann IRIS LED 10 C

Lampada scialitica con attacco a soffitto. 42.000 lux a 1 m
Temperatura colore 4.300 K - IRC > 95 - Spot 18 cm
Raggio d'azione 125 cm - Escursione verticale + 56 - 64 cm
Tubo di sostegno da tagliare su misura (30 - 120 cm)
Cod 6631 per attacco a soffitti fino a 310 cm

"Si ricorda che per un ottimale utilizzo della scialitica l'asse del primo snodo del primo braccio deve coincidere con l'asse della poltrona."

~~2.489 €~~ - **2.220 €**

(Montaggio escluso)

OFFERTA 861

LED



Waldmann Triango 30C

Lampada scialitica a LED con alimentazione elettronica.
Regolazione dell'intensità max 60.000 lux a 1 m.
Spot 16 cm - Raggio d'azione 175 cm
Temperatura colore 4500 K - Impugnatura sterilizzabile.
Cod 6343 Attacco per soffitti fino a 320 cm

"Si ricorda che per un ottimale utilizzo della scialitica l'asse del primo snodo del primo braccio deve coincidere con l'asse della poltrona."

~~3.715 €~~ - **3.317 €**

(Montaggio escluso)

OFFERTA 861/1

LED



Waldmann Triango 100.3 C (cod 6410)

Lampada Scialitica a LED 100.000 LUX a 1 metro - Dimmerabile
Regolazione Temperatura di colore da 3700-4300/4700 K - indice di resa cromatica 95.
Raggio d'azione 183 cm - Spot 18cm
Attacco a soffitto fino a 320 cm
Colore bianco.

~~4.280 €~~ - **3.820 €**

(Montaggio escluso)

OFFERTA 819

LED



Astramax HD - LED Brandon

Lampada scialitica per trattamento medico.
Regolazione dell'intensità max 130.000 lux a 1 m
Temperatura di colore regolabile da 3500 a 5000 K
Spot 30÷16 cm
Raggio d'azione 180 cm
Cod 6395. Attacco per soffitti fino a 330 cm

"Si ricorda che per un ottimale utilizzo della scialitica l'asse del primo snodo del primo braccio deve coincidere con l'asse della poltrona."

~~8.650 €~~ - **7.700 €**

(Montaggio escluso)



ErgoMedi

ErgoFinger

Nuova cannula di aspirazione.

Viene sostenuta inserendo un solo dito nel supporto. Lascia libere le altre dita, permettendo una maggiore ergonomia.

Visiona il video scaricabile con QR-code



ErgoFinger (cod 9862)

Cannula aspirazione S - M Size.
Confezione 50 pezzi

Offerta 817/1

~~93 €~~

69,50 €

ErgoFinger (cod 9863)

Cannula aspirazione L - XL Size.
Confezione 50 pezzi

Offerta 817/2

~~93 €~~

69,50 €



Harley Comfort (cod 760.xxx)

Seggiolino a sella con regolazione del sedile da 575 a 735 mm.

Movimento di inclinazione del sedile.

Base a 5 razze in acciaio cromato.

Disponibile in 23 colori sky.

Harley Contour (cod 777.xxx)

Seggiolino anatomico a sella con regolazione altezza da 575 a 735 mm. Base a 5 razze in acciaio cromato. Movimento di inclinazione del sedile.

L'ampia scanalatura centrale evita: - la compressione dei tessuti molli - problemi di traspirazione con conseguente nocivo aumento della loro temperatura.

Disponibile in 23 colori sky.

Offerta 880/2

~~560 €~~

459 €

Offerta 880/3

~~667 €~~

547 €

OFFERTA 899/1



Gutta Est V (cod 4370)

Condensatore di Guttaperca che unisce all'azione di riscaldamento la funzione di vibrazione.

È un dispositivo cordless. Temperatura di lavoro tra 100-300°C.

Corredato di punta per otturazione tipo F Giallo (conicità 0,30/ISO 45).

Peso 95g.

Comprende una base caricabatteria completa di alimentatore

~~980 €~~ - **735 €**



Syncro T5 (cod 720.xxx)

Seggiolino operatore con regolazione del sedile da 530 a 665 mm.

Regolazione altezza dello schienale da 340 a 300 mm.

Movimento di inclinazione e adeguamento ergonomico dello schienale.

Base a 5 razze in acciaio cromato.

Disponibile in 23 colori sky.

Assist (cod 740.xxx)

Seggiolino operatore con regolazione del sedile da 530 a 665 mm.

Possibilità variazione spalliera su due posizioni.

Base a 5 razze in acciaio cromato.

Disponibile in 23 colori sky.

Offerta 863

~~690 €~~

560 €

Offerta 891/2

~~510 €~~

433 €

OFFERTA 844/7



Compressore Werther CWF 100-50 (cod.9818)
Compressore senza LUBRIFICAZIONE
Aria resa 64 l a 5 Bar
52 dBA
Serbatoio 50 l
Motore 1 HP
Pressione max 9 bar

~~1.095 €~~ - **887 €**

(Montaggio escluso)

OFFERTA 844/1



Werther C196/50 (cod 9728)
Compressore senza lubrificazione con aria resa a 5 bar: 140 l/min.
Dotato di contaore di funzionamento.
Serbatoio 50 l
Motore 1,6 HP-62 db(A)
Peso 50 kg
Colore Blu RAL 5007
Dimensioni: Ø 47 x p 50 x h 90 cm

per 2+1 posti di lavoro

~~1.019 €~~ - **819 €**

(Montaggio escluso)

OFFERTA 841



Werther Rondine Dry (cod 9702)
Compressore senza lubrificazione con aria resa a 5 bar: 120 l/min.
Impianto di essiccamento e contaore di funzionamento.
Serbatoio 24 l
Motore 2 HP
Peso 41 kg dB/A 72
Colore Blu RAL 5007
Dimensioni: Ø 47 x p 65 x h 70 cm

Compressore per 2 posti di lavoro

~~1.787 €~~ - **1.421 €**

(Montaggio escluso)

OFFERTA 857



Werther Falco Dry (cod 9712)
Equipaggiato con compressore senza lubrificazione Rondine Dry .
Aria resa a 5 bar 120 l/min per 2 riuniti.
Impianto di essiccamento e contaore di funzionamento.
Serbatoio 24 litri.
Motore 1,5 HP.
Mobile insonorizzante con comandi esterni. dB/ A 56
Colore Ral 9010

Compressore per 2 posti di lavoro

~~2.567 €~~ - **2.063 €**

(Montaggio escluso)

Compressore per 3 posti di lavoro



**GARANZIA
24 MESI**

Werther Gabbiano Dry (cod 9706)

Compressore senza lubrificazione con aria resa a 5 bar: 144 l/min.
Impianto di essiccamento e contaore difunzionamento.
Serbatoio 50 l - Motore 2 HP - Peso 62 kg dB/A 74 - Colore Blu RAL 5007
Dimensioni: Ø 47 x p 65 x h 90 cm
Taratura 5 - 7 bar

Offerta 844

~~2.179 €~~ - **1.747 €**

(Montaggio escluso)

Werther Gabbiano Dry (cod 9855)

Come sopra ma con taratura 6 - 8 bar per fresatori CAD-CAM

Offerta 844/4

~~2.209 €~~ - **1.772 €**

(Montaggio escluso)

OFFERTA 865

**GARANZIA
24 MESI**



Werther Sparviero Dry (cod 9713)

Caratteristiche come Gabbiano Dry ma fornito in mobile insonorizzante con comandi esterni.
Colore RAL 9001.
db/A 62
Dimensioni: L 75 x p 58 x h 100 cm

Compressore per 3 posti di lavoro

~~3.059 €~~ - **2.457 €**

(Montaggio escluso)

OFFERTA 854/1

trident



Sensore intraorale I-VIEW Trident

I-View (cod 1869)

Sensore intraorale I-VIEW Size 1 con area attiva 30 x 20 mm (dimensione pixel 20 x 20 µm, risoluzione 20 lp/mm), utilizzabile sia in verticale che in orizzontale.
Si connette direttamente al PC per una rapida trasmissione dei dati.
Dimensioni 25 x 39 x h 5,5 mm
Garanzia 2 anni
Verificare le specifiche tecniche richieste per l'uso del PC.

~~3.300 €~~ - **2.587 €**

OFFERTA 870



Kit introduttivo centratore per sensori I-View (cod 1840)

Composto da:

- 1 Bitewing
- 2 Periapicale UR/LL - UL/RL
- 2 Posteriore UR/LL - UL/RL
- 1 Endorale UR/LL - UL/RL
- 1 Anello di posizionamento

~~139 €~~ - **119 €**



Actidrox (cod 16928)
Prodotto in polvere a base di sodio percarbonato. Soluzione all'1% per la pulizia, anche in ultrasuoni, e la disinfezione dello strumentario chirurgico. Soluzione al 2% per sterilizzazione a freddo.
Barattolo da 2 kg

1 barattolo da 2Kg

Offerta 802/2

~~90€~~ - **57€**



3 barattoli da 2Kg cad

Offerta 802/3

~~270€~~ - **167€**

Con n° 1 contaminati in sconto merce (cod 167) **€ 14**

OFFERTA 843/1



Condizionatore a campo magnetico permanente (cod 1533) per l'inibizione del calcare. Portata da 30 a 150 cc / min). Dimensioni Ø 35 x h 70. Idoneo per Steril Water DM2

~~130€~~ - **102€**

OFFERTA 890/6



Servo Safe Plus (cod 3509)
Mobile per la gestione delle emergenze. Può contenere: pallone, bombola ossigeno da 5 litri, defibrillatore, Monitor pluriparametrico e Pulsossimetro. È dotato di cassetto con serratura per la custodia dei medicinali. Colore RAL 9010
Dimensioni 50 x h 89,4 x p 47,5cm

~~975€~~ - **817€**

Debatterizzatori con lampade a raggi ultravioletti UVC per l'inattivazione della legionella e l'eliminazione delle alghe nell'acqua di alimentazione del riunito. Da installare dopo la sanificazione delle tubazioni.

Steril Water DM 2 - New 1-135 (cod 8331)
Portata 2 l/min - Idoneo per un riunito - Lampada UVC 10 W. Attacchi a gomito per tubo Ø 8 mm. Dimensioni 35x10x4 cm. Completo di targa per sala d'attesa.

€ 284

Alimentatore elettronico (cod 8344) **€ 206**



(Installazione esclusa)

Offerta 843/2
~~490€~~ - **413€**

Steril Water DM 180 (cod 8352)
Corpo in acciaio inox con raccordi girevoli per tubo da 8mm. Portata 2l/min. Lampada UV-C a bassa pressione da 10 W. Dimensioni Ø 45 mm x 260. Idoneo per 1 riunito. Completo di targa per sala d'attesa. **€ 407**



Alimentatore con cavo per DM 180 (cod 8351) **€ 220**

Offerta 843/5
~~627€~~ - **537€**

(Installazione esclusa)

Steril Water DM 16 (cod 8335)
Portata 16 l/min
Lampada UVC 38 W
Completo di alimentatore elettronico e targa per sala d'attesa. Idoneo per 8 riuniti



Offerta 843/6
~~1.060€~~ - **907€**

(Installazione esclusa)

Teniamo a precisare che è indispensabile bonificare i condotti idrici a valle dello Steril Water, questo per non vanificare l'azione germicida del dispositivo.

Per il modello DM 16 si consiglia l'installazione centralizzata su tubazioni nuove cioè prive di calcare.

OFFERTA 843/7



n. 1 confezione mikrocount® TPC (cod. 1965). Composta da 20 test per la determinazione della conta batterica totale su superfici e per l'acqua di alimentazione del riunito. Scadenza min 2 - max 5 mesi

~~87€~~ - **79€**



De Marco®

Valigetta BOL First Aid 4 (cod 3495)

Set di rianimazione contenente:

- 1 pallone in gomma TPE
- 3 mascherine di rianimazione
- 1 pinza tirilingua
- 1 cono apribocca
- 1 maschera per ossigenoterapia
- 3 cannule di Guedel
- 1 tubo raccordo bombola/pallone
- Dimensioni: 43 x 31,5 x h 11,5 cm
- Scadenza media 3 anni

Valigetta BOL First Aid 5 (cod 3490)

Set di rianimazione contenente:

- 1 pallone in silicone autoclavabile
- 3 mascherine di rianimazione in silicone autoclavabile
- 1 pinza tirilingua
- 1 cono apribocca
- 1 maschera per ossigenoterapia
- 3 cannule di Guedel
- 1 tubo raccordo bombola/pallone
- Dimensioni: 43 x 31,5 x h 11,5 cm
- Scadenza media 5 anni

Offerta 890/1

~~120 €~~
98 €

Offerta 890/2

~~164 €~~
134 €



CE 1011

Leggero, maneggevole, dotato di allarmi sonori e visivi. Predisposto per il collegamento a PC e stampante.

Pulsossimetro PC 66 (cod 2554)

Ampio display per l'evidenziazione dei valori di:

- saturazione d'ossigeno
- frequenza cardiaca con tracciato e segnale sonoro
- intensità della pulsazione
- indice di perfusione

Offerta 849/1
~~380 €~~ - **290 €**

Software per gestione dati (cod 2555)

Offerta 849/2
~~94 €~~ - **80 €**

OFFERTA 877/1



CE 0068

GARANZIA 6 ANNI

KIT SCARICO DATI IN PRESTITO GRATUITO

Rescue SAM(cod.11608)

Defibrillatore a onda bifasica con messaggi vocali e batteria a lunga durata (200 shock – 4 ore di funzionamento continuo).

Ampio range di impedenza che assicura una elevata qualità della terapia anche in condizioni particolari del paziente. Energia 200 J. **GARANZIA 6 anni.**

Dotato di una confezione di piastre per adulto e di un kit emergenza contenente maschera CPR, rasoio e forbici.

~~1.624 €~~ - **1.197 €**



Monitor multiparametrico PC - 900 (cod 2545)

Consente il monitoraggio di: pressione arteriosa non invasiva (NIBP), saturazione (SpO₂), elettrocardiogramma con 5 derivazioni (ECG) e temperatura (TEMP).

Display LCD 14x h 17 cm
Alimentazione: 230 V - 50 Hz
Dimensioni: 18x18,5x h 29 cm

Offerta 871/2
~~1.370 €~~ - **949 €**

Monitor multiparametrico PC - 900/S (cod 2546)

Versione con stampante incorporata-

Offerta 871/3
~~1.725 €~~ - **1.197 €**

LMGengiva

SUPERA LA SFIDA DELLA RETRAZIONE GENGIVALE



LM Gengiva


Kit retrattori gengivali
LM 7556K

Composto da:

LM-MultiHolder PK III / LM 752-756



LM - Retrattori gengivali (blu)
LM 7500
Set assortito - 90 pz.
Tre misure (30 pz. per tipo)



LM-MultiLever
LM 7550 (cod 25718)
Per la rimozione dei
retrattori gengivali



Retrattori gengivali

- La durezza della punta in plastica permette una forte retrazione, fornendo inoltre una sigillatura ermetica tra gengiva e dente
- Le punte hanno una certa flessibilità per un maggiore adattamento durante la pressione, proteggono la gengiva e riducono i collassi per distacco
- L'interfaccia di adesione e il margine gengivale sono ben visibili, in contrasto con i tessuti molli. Nessun incollaggio degli adesivi sulla superficie delle punte.
- Nessuna interferenza con la polimerizzazione.

Kit Gengiva Impugnatura Xsi (cod 25700)

Offerta 865/6
~~82,20 €~~
61,65 €

Kit Gengiva Impugnatura ES (cod 31700)

Offerta 865/9
~~93,00 €~~
69,75 €

OFFERTA 835



Cello (cod.25950) Portastrisce finitura **€ 59,30**

Strisce finitura 5502 (cod. 25951) **€ 29,70**
h 2mm con spazi vuoti - Confezione 50 pezzi

Strisce finitura 5513 (cod. 25954) **€ 31,20**
h 3mm senza spazi - Confezione 50 pezzi

~~120,20 €~~ - **98,56 €**

OFFERTA 835/2



Curette Universale LM Ergo Mix (cod 029005)
Strumento per detartrasi impianti, con punte intercambiabili in titanio.
Impugnatura di colore grigio scuro.
Prese/bloccaggio punte di colore rosso.
Utilizza **Curette LM 283 MTi EMe LM 284 MTi EM.**

~~79.90 €~~ - **65.52 €**


LM

feel the difference

OFFERTA LM Instruments Linea Conservativa

6

Strumenti a scelta
Sconto 25%



LM ErgoSense
SIMPLY SENSATIONAL

La promozione è valida per tutti gli strumenti della Linea Conservativa con impugnatura ErgoMax (XSi), ErgoSense (ES) – Escluso Linea LM-Arte


STRUMENTO	IMPUGNATURA	LISTINO € - iva escl.	OFFERTA € - iva escl.
Strumento per anteriori / per posteriori – Minispatola – Spatola per compositi- Strumento per modellatura Otturatore Modellatore IO p / Modellante 1,5-2,5 mm. Strumento flow IO –Modellatori MH - Carver: Nystrom / Universale 1/2 Hollenback / Maehlum / Cleoide-Discoide	XSi - Ø 11,5 mm	30,20	22,65
	ES - Ø 13,7 mm	34,10	25,58
Escavatori a cucchiaino / rotondi / tripla angolazione Margin trimmer	XSi	31,50	23,63
	ES	35,80	26,85
Spatola LM 450-460 - Applicatori sottofondo	XSi	23,40	17,55
	ES	26,60	19,95
Applicatori filo retrattore	XSi	29,20	21,90
	ES	33,20	24,90
Otturatori cilindrici – Brunitori – Micro otturatore 0,8 mm	XSi	26,80	20,10
	ES	30,40	22,80

Il Kit LM-Arte non è compreso nell'offerta

Per altri strumenti (es. CMF Shaper e Trimmex): richiedere

LM ErgoSense
DARKDIAMOND

Strumenti con rivestimento ANTIADERENTE per il posizionamento e la modellazione del composito. Punta lisce e rigide



Brunitore
LM 31-32DD ES

Brunitore-
Otturatore,
rotondo
1,5-2,5 mm
LM 471-473DD ES

Modellatore MH
LM 708-709DD ES

Modellatore
MH Mini
LM 707-708DD ES

Otturatore
Modellatore IO
LM 482-483DD ES

Strumento
plastico,
anteriore
LM 43-47DD ES

Strumento
plastico,
posteriore
LM 48-702DD ES

Mini Spatola
LM 444-445DD ES

Linea strumenti DARKDIAMOND - Impugnatura ErgoSense - ES
LISTINO € 46,50 cad. - OFFERTA € 34,86 cad.