



Prezzi incredibili dalla sala esposizione

Non aspettare, approfittane oggi stesso



Modello Uniqa TM

Così composto:

- ◆ Modulo Turbina
- ◆ Modulo Turbina
- ◆ Modulo m/m KL703
- ◆ Modulo Piezoled
- ◆ Attacco USB
- ◆ Disinfezione continua e intensiva
- ◆ Dekamat
- ◆ Pacchetto Connect Base
- ◆ Lampada Kavolux led
- ◆ Seggiolino Evo F
- ◆ Colore tappezzeria: Chili Red 72

Listino € 49.962,00

Sconto -28,9%
Rottamazione -€ 8.000,00

€ 27.500,00 + IVA



Prezzi incredibili dalla sala esposizione

Serie di mobili sterilizzazione

Rossicaws

€ 4.600,00+iva



Vistascan Mini View 2.0

Il nuovo scanner per film ai fosfori con display touch per i formati intraorali. Con il nuovo scanner per film ai fosfori VistaScan Mini View, l'operatore digitalizza i film ai fosfori in maniera intuitiva, efficiente e rapida. Questo grazie al grande display touch, dall'interfaccia utente pratica e intuitiva. La struttura compatta e la funzionalità WLAN integrata rendono questo apparecchio straordinariamente flessibile.

€ 6.200,00+iva



VACUCLAVE MELAG 40B + PLUS EVOLUTION

L'autoclave premium veloce: ora con DRYtelligence

La scelta ideale e funzionale per tutti gli studi medici: con il programma rapido B sterilizza in soli 20 minuti gli strumenti ancora imballati e addirittura in soli 10 minuti quelli sfusi, inclusi il pre-vuoto frazionato e l'asciugatura. DRYtelligence, il sistema brevettato di asciugatura intelligente, consente inoltre di ridurre i tempi di funzionamento e risparmiare le risorse: infatti, gli algoritmi appositamente sviluppati adattano automaticamente il ciclo di asciugatura ottimale in base al carico.

- Struttura esterna: L 46 cm, H (con display) 56 cm, P 55 cm
- Camera: ø 25 x 35 cm
- Volume Camera: 18 litri

€ 5.990,00+iva

PRO LINE 118: VACUCLAVE 118

Volume della camera: 17 litri

La camera (ø 25 cm x 35 cm di lunghezza) garantisce spazio sufficiente per la sterilizzazione sicura di 6 kg di strumenti su 5 vassoi

- **Processo del vuoto efficiente di classe B:** sterilizzazione affidabile fino a 6 kg su 5 vassoi in soli 15-31 minuti (asciugatura temporizzata esclusa).
- **Display Smart Touch con LED di stato:** touch screen con struttura menu intuitiva per un semplice comando, come con lo smartphone.
- **Connettività e protocollo dati:** adempimento/rispetto dei requisiti di legge grazie alla messa a protocollo dei parametri di sterilizzazione su stick USB o in rete.
- **Tecnologia Stand-alone:** serbatoi dell'acqua integrati e raffreddamento ad aria efficiente per un funzionamento indipendente dal luogo senza acqua di raffreddamento.
- **Modalità di risparmio energetico Power Save:** arresto del riscaldamento e del display tra le fasi di sterilizzazione per la massima efficienza energetica.
- **Routine EasyCare:** ottimizzazioni userfriendly per la massima efficienza nelle operazioni di sostituzione filtro, pulizia del serbatoio e fornitura idrica.



€ 3.850,00+iva



Prezzi incredibili dalla sala esposizione



Domina dxp

Autoclave automatica con vuoto frazionato e stampante incorporata - classe B (EN 13060) Pre vacuum con Pompa per vuoto a 2, 3 o 4 fasi Asciugatura ventilata con Filtro batteriologico Spegnimento automatico 8 Programmi con possibilità di programmazione Doppio serbatoio da 4 lt cad. predisposto per collegamento diretto alla rete Autodiagnosi e Ricerca guasti automatica Stampante incorporata e connessione per PC Sistema di riscaldamento differenziato Process evaluation Control

CARATTERISTICHE TECNICHE

Autoclave automatica con vuoto frazionato Classe B (EN 13060)

- Pre vuoto con Pompa per vuoto a 2, 3 o 4 fasi
- Asciugatura ventilata con Filtro batteriologico
- Spegnimento automatico
- 8 Programmi con possibilità di programmazione
- Doppio serbatoio da 4 lt cad. predisposto per collegamento diretto alla rete
- Autodiagnosi e Ricerca guasti automatica
- Sistema di riscaldamento differenziato
- Process evaluation Control
- Connessione per stampante esterna e per PC
- Dimensione camera Ø 240 x P. 384 mm
- Capacità 18 lt
- Alimentazione: 230 V 50 Hz.
- Assorbimento: max 1920 W – medio 800W
- Dimensioni esterne: L.443 x P.555 x H. 430 mm.
- Peso 48kg peso volume 70kg

€ 2.690,00+iva



MELATHERM MELAG 10

Evolution Kit, monofase

completo di:

- › n.1 cestello base con clean filter
- › n.1 porta tray 6 alloggi
- › n.1 cestello fessibile n.3
- › n.1 cestello fessibile n.1

€ 6.900,00+iva

PORTAROTOLI MELAG DE LUXE

PER MELASEAL 100+200

69408

€ 220,00+iva



12035 Sigillatrice Melag Melaseal 100 +

12036 Portarotoli comfort

€ 560,00+iva

MELaseal® 100
MELAG



Prezzi incredibili dalla sala esposizione

FARO
SIDÈREA



Plafoniera LED odontoiatrica Sidèrea e Sidèrea Slim

La prima plafoniera FARO destinata allo studio odontoiatrico.

Luce rilassante o performante: il colore di cui hai bisogno.

Illuminazione omogenea: l'equilibrio che cerchi.

Nessun abbagliamento: ama i tuoi occhi

67002 Lampada Faro Sidèrea

69137 Lampada Faro Sidèrea Slim

€ 2.200,00+iva

Separatore d'amalgama CA2, con staffa

Nel recuperatore d'amalgama CA 2, il contenitore-equilibratore di pressione viene montato direttamente in fabbrica. Questo consente di ridurre le spese di installazione al minimo. Insieme con l'aspiratore VS 600 o il nuovo Tyscor VS 2, rappresenta la soluzione ottimale per 2 operatori.

Cod. 65451

€ 790,00+iva



ASPIRATORE DÜRR V600

I sistemi di aspirazione a secco di DÜRR DENTAL sono estremamente potenti e, al tempo stesso, molto silenziosi durante il funzionamento. Le unità di aspirazione V vengono definite come sistemi a secco, in quanto le sostanze aspirate vengono condotte rapidamente al separatore e successivamente verso il recuperatore d'amalgama. Questi componenti sono integrati nel riunito del vostro studio. All'aspiratore giunge esclusivamente aria secca.

Cod. 10172

€ 2.390,00+iva





Prezzi incredibili dalla sala esposizione

De Giorgi carrello EASY PLUS

Carrello 3 ripiani con cassetto
dotato di una presa multipla universale
L 49 x P 35 x H 78,5 cm - 35 kg

€ 350,00+iva



Seggiolino Planmecca

colore graphite 703

69340 Disponibilità 2 pezzi

€ 550,00+iva




VDW Raypex 6

Localizzatore apicale

54944

€ 699,00+iva





OFFERTA CARESTREAM

01 x Sensore Carestream RVG 5200 misura 1

RVG 5200 è il sensore semplice e allo stesso tempo conveniente in termini economici, sul quale potete fare affidamento per soddisfare queste aspettative perché fornisce elevate capacità diagnostiche ed efficienze nel flusso di lavoro. Inoltre, si integra nella maggior parte dei software per la gestione degli studi odontoiatrici velocizzando il vostro modo di operare

Prezzo di listino € 4.499,00+Iva

€ 2.599,00+iva



Cod. 79282

IN OMAGGIO:

01 x Telecamera intraorale Carestream 1200

La compatta telecamera intraorale CS 1200 fornisce la più elevata qualità d'immagine nella sua categoria ed è caratterizzata da un prezzo sorprendentemente conveniente. Questa telecamera, pensata per l'utilizzabilità, rende facile la condivisione delle immagini, mentre la sua capacità di memorizzare fino a 300 immagini elimina la necessità di porre un computer in ciascun ambiente operativo

Prezzo di listino € 1.999,00

Cod. 61271





PREZZI PARTICOLARI SU STRUMENTARIO CONTRANGOLI E TURBINE

TELECAMERA INTRAORALE CARESTREAM CS1200

La compatta telecamera intraorale CS 1200 fornisce la più elevata qualità d'immagine nella sua categoria ed è caratterizzata da un prezzo sorprendentemente conveniente.
Cod.61271

€ 600,00+iva



Inserti EMS PI FS-295 Kit iniziale

Per una pulizia di impianti e restauri delicata ed efficace
Cod, 54576

€ 219,00+iva



Kavo SonicFlex Kit:

5a / 6a / 7a

Cod.54962

€ 360,00+iva



13983 Beccucci Kavo senza luce

€ 150,00+iva

13982 Beccucci Kavo con luce

€ 312,00+iva



TRIO-PACK KAVO

Listino € 3.193,00

Turbina KaVo E680L + 465Led + E20L

Cod. 75663

E680L Listino € 1.418,00

465Led Listino € 631,00

E20L Listino € 1.144,00

€ 860,00+iva

Multiflex in omaggio



PREZZI PARTICOLARI SU STRUMENTARIO CONTRANGOLI E TURBINE

Contrangolo M 20 L

62682 Listino € 939,00

€ 420,00+iva



Testina L 68

57347 Listino € 496,00

€ 299,00+iva



Contrangolo E 20 L

53684 Listino € 1.144,00

€ 430,00+iva



Turbina E 680 L

52392 Listino € 1.418,00

€ 430,00+iva



Contrangolo T2 Line A40L

60083

€ 390,00+iva



Turbina M9000L

58656 Listino € 1.891,00

€ 875,00+iva



Esse Start 2024 New

AUTUMN 2024

INDUSTRIA 4.0



Il riunito conosciuto in tutto il mondo, caratterizzato da un eccellente rapporto qualità/prezzo, ergonomico, affidabile. Dotato di cinematismi S.P.R.I.D.O e con ridotto ingombro in altezza. La tavoletta operatore può alloggiare quattro strumenti. Disponibile anche nella versione con gruppo idrico apribile a 90°

- Faretra con sistema S.P.R.I.D.O.
- Poltrona Arcadia EXT
- Siringa 3 funzioni modello MINIMATE
- Ablatore SATELEC
- Micromotore modello Mc2 Bienair ISO 300
- Predisposizione Turbina F.O.
- Tavoletta porta Tray singolo
- Lampada LED GCOMM modello POLARIS

Prezzo di Listino

18.890,00 €

OFFERTA VALIDA FINO AL

31/12/2024

SUPERVALUTAZIONE

USATO

7.000,00 €

PREZZO FINALE

11.890,00 €

Prezzi IVA esclusa – Installazione Esclusa

IN OMAGGIO:

Gruppo idrico apribile
2 manipoli satelec

Universal DOUBLE FACE

AUTUMN 2024

INDUSTRIA 4.0



Completezza di dotazioni, i cinematismi S.P.R.I.D.O. con ridotto ingombro in altezza, la grande flessibilità della poltrona a sbalzo... tutte le qualità di Universal Top hanno oggi in Universal Double Face la loro straordinaria evoluzione: bastano pochi, semplici gesti per adattare la postazione di lavoro alle esigenze dell'operatore mancino. Inoltre, il coperchio del gruppo idrico in acciaio inox è l'ennesima conferma dell'eccellenza di OMS, anche nello studio e nella scelta dei materiali.

- Gruppo Idrico a Colonna con Poltrona a sbalzo e sistema di rotazione a 180°
- Faretra con sistema S.P.R.I.D.O.
- Poltrona modello MOON e Testiera doppia Articolazione
- Siringa 3 funzioni modello MINILIGHT
- Ablatore SATELEC SP NEWTRON funzione PERIO/ENDO
- Micromotore BIENAIR MCX
- Predisposizione Turbina F.O.
- Lampada LED GCOMM modello POLARIS

Prezzo di Listino

25.490,00 €

OFFERTA VALIDA FINO AL
 31/12/2024

**SUPERVALUTAZIONE
 USATO**

7.000,00 €

PREZZO FINALE

18.490,00 €

**OMAGGIO
 SISTEMA DI DISINFEZIONE
 ANTILEGIONELLA,
 2 MANIPOLI SATELEC**

Prezzi IVA esclusa - Installazione Esclusa

Carving PLUS

AUTUMN 2024

INDUSTRIA 4.0



Il design sinuoso di Carving si evolve e va ad arricchire la linea Plus di OVS, caratterizzata dal gruppo idrico a colonna. Disponibile nella configurazione con sistema S.P.R.I.D.O. è dotata di coperchio del gruppo idrico in acciaio inox, per una resistenza e un'igiene ancora maggiori. Comfort, altissima qualità dei materiali e tecnologia all'avanguardia: l'eccellenza made in Italy di OVS.

Gruppo Idrico a Colonna indipendente dalla Poltrona

- Faretra con sistema S.P.R.I.D.O.
- Poltrona modello Arcadia EXT
- Siringa 3 funzioni modello MINILIGHT
- Ablatore SATELEC SP NEWTRON funzione PERIO/ENDO
- Micromotore BIENAIR MCX
- Predisposizione Turbina
- Tavoletta porta Tray doppio
- Lampada LED GCOMM modello POLARIS

Prezzo di Listino

20.400,00 €

OFFERTA VALIDA FINO AL
31/12/2024

SUPERVALUTAZIONE USATO

6.500,00 €

PREZZO FINALE

13.950,00 €

OMAGGIO

SISTEMA DI DISINFESTAZIONE
ANTILEGIONELLA;
2 MANIPOLI SATELEC;

Prezzi IVA esclusa - Installazione Esclusa